

Klinik telefon: 69139890

EiDORFFdental

Ordre nummer:

Klinik / Clinic

Thisted Tandklinik
Østerbakken 9A
7700 Thisted
post@thistedtandklinik.dk

Dato for aftryk:
Dato for aflevering:
Tandlæge:
Patient navn:
Fødselsdag:
Journal-nr.:

21/11/2018
22/11/2018
Rune Kassentoft Windfeld
Test DentalSuite
310880-XXXX
1

EiDORFF dental ApS - Tværdiget 18 - 2730 Herlev - T: 44949009 - E: lab@edd.dk - www.edd.dk

FAST PROTETIK

- Højædelt metal/High Precious:**
- Ikke ædelt metal/Non Precious:**
- MK-krone / PFM Crown 110-122
- MK-bro / Bridge 111-121
- MK-krone m/stift / PFM incl. pin 112-124
- Metalkrone / Full metal crown 114-123
- Guldindlæg / Gold Inlay 114
- Støbt opbygning / Pin-Core 116-128
- Ætsbro / Maryland bridge 118-120
- Teleskopkrone / Telescopic crown 117
- Rodkappe / root cap 129
- Implantatprotetik:**
- Skruet / Screw retained
- Cementeret / Cement retained
- Implant crown MK/PFM 136
- Implant crown e-max/zirkon 138
- Implant Bruxzir Zirkon one layer 137
- Implant Bruxzir Zirkon 137
- Full Ceramic:**
- e-max krone/crown 140,142,144
Stubfarve påkrævet: <Farve>
- Zirkon krone / crown 146,148
- BruxZir / Full Contoured Zircon 145
- One layer Zirkon 0.5mm translucent 149
- CubeX translucent Zirkon 150
- Zirkon art / High-end 147

Forbeholdt EiDORFF dental
Latest in DK: __/__/__

Farveprøve Eidorff Dato: Tid:
Indprøvning Eidorff Dato: Tid:

Denture:

- Støbt stel med tænder færdig 158
PD Framework finished w. teeth
- Støbt stel / PD Framework 160
- Støbt stel med tandopst. 164
PD framework w. teeth in wax
- Helprotese færdig 168
Full denture incl. teeth
- Protese tandopstilling 170
Denture set up
- Protese færdiggørelse 172
Denture finishing

Tand/Tooth: <Tand>
Antal broed: <# Broed>

Misc:


- Bideskinne hård RFS 174
Biteplane splint Soft base
- Bideskinne blød
Nightguard SOFT 176
- Individuel ske / Individual tray 178
- Plastron / Bite Registration 180
- Valplast protese 200/210
- Overgangsprotese / PD in hard
acrylic with wire clasp 190
- Styre Skinne / Drill Guide 214
- Snorkeskinne / Snoring device 215

	Metalkant hele vejen rundt Metal margin all around
	Metalkant flade 245 Metal margin
	<input type="checkbox"/> Skulderporcelæn Porcelain margin

VED PLADSMANGEL

- Beslib antagonist
- Beslib stampe

Indfarvning, infraktioner, mv:



Emaljelinier/Cracklines:

- Clear White Brown

Translucens/Transparens:


- Translucency
- Transparency

Bemaling / Stains :


- Cervical:** Light Medium Heavy
- Fissure:** Light Medium Heavy

Farve: <Farve>


Mellemlid-/ponticdesian:



Præparationstype:



Protesekons./kronetand:



Bemærkninger:

[Empty box for notes]

Forbeholdt EiDORFFdental:

- Aftryk/Impression Tripeltray Model/Antagonist Foto/Photo
- Sammenbid/Bite Implantatdele/Implant parts Andet/Other

Teknik: Eidorff v. 4.3